

# La herramienta de movilidad definitiva

Los **handbikes Batec**, son una solución total a tus problemas de movilidad:

- ✓ Pasa de tener una movilidad reducida a **movilidad aumentada**, de necesitar ayuda a ser **independiente** y **proactivo**.
- ✓ Consigue un **2 en 1**, sin renunciar a tu silla de ruedas manual.
- ✓ **Supera los obstáculos y circula por terrenos irregulares.**

- ✓ Acopla nuestros handbikes **en segundos** y **sin necesidad de transferencias**.
- ✓ Versiones **parapléjico, tetrapléjico** y **hemipléjico** disponibles.



¡Solicita un presupuesto o una demostración sin compromiso!



BATEC MOBILITY S.L.  
Illa de Buda, 2  
08192 Sant Quirze del Vallès  
(Barcelona) - ESPAÑA  
93 544 2003  
[info@batec-mobility.com](mailto:info@batec-mobility.com)




Batec  
**Electric 2 Plus**  
*El equilibrio perfecto*



# Batec Electric 2 Plus

## *El equilibrio perfecto*

El **Batec Electric 2 PLUS** tiene el equilibrio perfecto con una rueda de 18" y un **neumático exclusivo** para este modelo: **más ancho y ultra adherente**. Es ideal para el uso en **zonas urbanas** y en el **campo**.



1. Rueda de 18", **neumático ultra adherente** y llanta de aluminio negra de doble pared.
2. **Lastres extraíbles QR** para mejorar la tracción.
3. Control de **tracción anti-slip** para evitar que la rueda patine.
4. **Cruise control** con dos nuevos botones para su manejo. **Velocidad permanente** que se desactiva al frenar.
5. **Freno de estacionamiento**. Freno electrónico con corte de señal en ambos frenos.

### CARACTERÍSTICAS:



**DIÁMETRO:**  
18"



**VELOCIDAD:**  
6km/h, 15 km/h, 20 km/h



**PESO:**  
15,9 kg (sin batería)



**BATERÍA:**  
289 Wh o 576 Wh



**AUTONOMÍA:**  
21,5 km\* (Con batería 280 Wh)  
44 km\* (Con batería 576Wh)

\*Autonomía calculada bajo las siguientes condiciones: usuario de 75 kg de peso, silla de ruedas ultraligera, terreno llano, sin viento y a una velocidad media de 15 km/h. Puede variar +/-20% dependiendo de la batería..

### MEDIDAS:

