

La herramienta de movilidad definitiva

Los **handbikes Batec**, son una solución total a tus problemas de movilidad:

- ✓ Pasa de tener una movilidad reducida a **movilidad aumentada**, de necesitar ayuda a ser **independiente** y **proactivo**.
- ✓ Consigue un **2 en 1**, sin renunciar a tu silla de ruedas manual.
- ✓ **Supera los obstáculos y circula por terrenos irregulares.**

- ✓ Acopla nuestros handbikes **en segundos** y **sin necesidad de transferencias**.
- ✓ Versiones **parapléjico** y **tetrapléjico** disponibles.



¡Solicita un presupuesto o una demostración sin compromiso!



BATEC MOBILITY S.L.
Illa de Buda, 2
08192 Sant Quirze del Vallès
(Barcelona) - ESPAÑA
93 544 2003
info@batec-mobility.com



Batec Hibrid 2
Ejercicio para todos

Batec Hibrid 2

Ejercicio para todos

versión
disponible
**PARA
TETRA**

El **Batec Hibrid 2** es el handbike perfecto para hacer ejercicio sin renunciar a la comodidad de tu silla de ruedas manual. Transforma el conjunto en el **equivalente a una bicicleta eléctrica**, aportando el **impulso extra** que necesitas mientras disfrutas de un **ejercicio completo**.



1. Nueva electrónica propia con 3 niveles de asistencia + modo E. Sensor de freno con corte de corriente.
2. Sensor Torque: Arranque asistido en subida sin necesidad de dar ¼ de vuelta a los pedales.
3. Nuevo acelerador de gatillo y regulador mejorados.
4. Cambio de marchas Batec Shift Lever con 8 velocidades para tetrapléjicos y 9 para parapléjicos.
5. Para tetrapléjicos: Puños Batec Quad Grips para maniobrar sin soltar las manos y Batec Magic Lever.



VELOCIDAD:
20 km/h




PESO:
20,6 kg (sin batería)



AUTONOMÍA:
27-40 km* con la batería de 280 Wh
55-80 km* con la batería de 576 Wh

*Autonomía calculada bajo las condiciones de: 75 kg del usuario, silla ultraligera, terreno llano, sin viento y velocidad constante a 15 km/h. Puede variar en ±20 % según batería. El rango depende de la fuerza aportada por el usuario

MEDIDAS PARA:



MEDIDAS TETRA:

