

La herramienta de movilidad definitiva

Los **handbikes Batec**, son una solución total a tus problemas de movilidad:

- ✓ Pasa de tener una movilidad reducida a **movilidad aumentada**, de necesitar ayuda a ser **independiente** y **proactivo**.
- ✓ Consigue un **2 en 1**, sin renunciar a tu silla de ruedas manual.
- ✓ **Supera los obstáculos y circula por terrenos irregulares.**

- ✓ Acopla nuestros handbikes **en segundos** y **sin necesidad de transferencias**.
- ✓ Versiones **parapléjico, tetrapléjico** y **hemipléjico** disponibles.



¡Solicita un presupuesto o una demostración sin compromiso!



BATEC MOBILITY S.L.
Illa de Buda, 2
08192 Sant Quirze del Vallès
(Barcelona) - ESPAÑA
93 544 2003
info@batec-mobility.com




**Batec
Mini 2 Plus**
La máxima expresión de ti

Batec Mini 2 Plus

La máxima expresión de ti

Compacto, práctico y versátil.

El Batec **Mini 2 Plus** ofrece la combinación perfecta de potencia, calidad y facilidad de uso en un **diseño plegable**, pensado para transportarlo y guardarlo cómodamente. Su **exclusivo sistema de anclaje** permite conectarlo a la silla de ruedas en segundos.



1. Nueva luz delantera de 700 lúmenes y luces intermitente en el caballete con la **frenada de seguridad**.
2. Control de crucero para mantener una **velocidad constante** sin necesidad de presionar el acelerador.
3. **Motor Brushless** de 350 W nominales y hasta 600 W de potencia máxima.
4. Control de tracción **anti-slip** y **freno electrónico** con corte de señal en ambos frenos.
5. Rueda de 12" con **neumático ultraadherente**.



VELOCIDAD:
20 km/h




PESO:
13,9 kg (sin batería)



AUTONOMÍA:
21,5 km* (Con batería 280 Wh)
44 km* (Con batería 576Wh)

*Autonomía calculada bajo las condiciones de: 75 kg del usuario, silla ultraligera, terreno llano, sin viento y velocidad constante a 15 km/h. Puede variar en ± 20 % según batería.

MEDIDAS PLEGADO



MEDIDAS DESPLEGADO

