



BATEC RAPID 2 PLUS

Siempre preparado.
Listo para mucho más

Muévete con la libertad de llegar
donde quieras, siempre que quieras.

Diseñado para adaptarse a ti
Porque cada usuario es diferente



Conducción
adaptada



Acoplamiento
optimizado



Mandos
personalizados



Máximo
control

BATEC RAPID 2 PLUS

Un solo Batec. Muchas más posibilidades

Hay días en los que solo quieres desplazarte por la ciudad. Otros en los que apetece alargar el paseo, descubrir una vía verde o disfrutar de una escapada improvisada. Lo mejor es no tener que elegir un handbike diferente para cada momento.


Con el **Batec Rapid 2 Plus**, puedes pasar con naturalidad del día a día a los planes de ocio, disfrutando de una conducción cómoda, estable y agradable en ciudad, carriles bici, parques, vías verdes o caminos compactos.

Porque la verdadera libertad no consiste solo en llegar a un destino. Consiste en poder decir sí a más planes, compartir más momentos y disfrutar del camino sin que el recorrido marque tus límites.

**Diseñado para
adaptarse a ti**



Cada persona es diferente.
Por eso el **Batec Rapid** se configura según tus capacidades, incorporando diferentes sistemas de aceleración, frenado y control para que disfrutes de una conducción más cómoda, segura e independiente.



Preparado para cualquier plan

Muévete con la libertad de improvisar. Porque no todos los días son iguales, el Rapid está preparado para acompañarte en cada recorrido.
Tres modos de conducción



El terreno cambia. Tus planes no

Conduce con mayor estabilidad y confianza sobre asfalto, grava compacta o caminos de tierra para que nada frene tus ganas de seguir.
Sistema Batec Anti-Slip



Muévete con más agilidad.

Llega antes y desplázate con mayor fluidez. El Rapid ofrece la respuesta que necesitas para moverte con total comodidad. **20 km/h (Rapid 2 Plus) · 30 km/h (Rapid 2 S)**



Conduce a tu ritmo

Mantén una velocidad constante y concéntrate únicamente en el camino. Porque cuando todo fluye, cada recorrido resulta mucho más agradable.
Control de Crucero



Conduce con mayor tranquilidad

Disfruta de una frenada precisa y un mayor control en cada desplazamiento para sentirte seguro en cualquier momento del recorrido.
Sistema inteligente de frenado | Corte electrónico de la asistencia | Luces de freno



Empieza a disfrutar en cuestión de segundos

Cuando surge un plan, lo último que quieres es esperar. Conecta tu Rapid de forma rápida y sencilla y empieza a disfrutar desde el primer momento.
Batec Docking

Diferentes configuraciones de aceleración y frenado |
Mandos adaptados a diferentes capacidades funcionales |
Geometría de acoplamiento | Sin efecto timón

Tecnología que amplía tus posibilidades

Tecnología para avanzar

Potencia

- Motor Brushless
- 1.300 W
- 48 V
- 768 Wh
- Hasta 55 km

Conducción

- 20 km/h (Rapid 2 Plus) · 30 km/h (Rapid 2 S)
- Tres modos de conducción
- Sistema Anti-Slip
- Control de Crucero
- Marcha atrás

Seguridad

- Placa protectora de pies
- Frenado regenerativo
- Dos frenos mecánicos
- Corte electrónico de la asistencia
- Luces de freno
- Iluminación frontal

Equipamiento


- Pantalla LCD
- USB
- Bocina
- Batec Docking



Haz que cualquier plan esté a tu alcance

Solicita una demostración y descubre cómo el **Batec Rapid 2 Plus** puede adaptarse a tu forma de moverte y acompañarte en muchos más momentos de los que imaginas.

Porque hay cosas que solo se entienden cuando las pruebas



BATEC MOBILITY SL

Illa de Buda, 2 · 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) · España
93 544 2003 · info@batec-mobility.com



<https://batec-mobility.com/contactar/>