



¿Qué Loopwheel escoger?



Nombre	Loopwheels LT	Loopwheels Urban	Loopwheels Extreme
Resumen	Una rueda diseñada para usuarios más ligeros, que ofrece una comodidad excepcional y protección contra vibraciones, para uso manual o asistido.	Una rueda ligera para diario que ofrece comodidad y protección frente a vibraciones, para uso manual o eléctrico.	Una rueda específicamente pensada para el uso fuera de la carretera , combinada a menudo con un accesorio eléctrico. Diseñada como neumático MTB (mountain bike).
Lo que les encanta a los clientes	La suspensión más blanda Optimizado para cuerpos más pequeños/ligeros	Fácil de levantar con una mano La apariencia El mejor confort para desplazarse	El diseño todoterreno El peso ligero La calidad del trayecto
Límite de velocidad	25 Km/h	25 Km/h	25 Km/h
Diámetro de la rueda	24" (BSD: 540 mm)	24" (BSD: 540 mm) 25" (BSD: 559 mm)	24" (BSD: 507 mm)
Bisagra entre buje y llanta Color anodizado Opciones	Carbono con logo reflectante blanco Piezas anodizadas en verde o negro	Piezas anodizadas en negro o 3 opciones de color (azul, morado y rojo)	Piezas anodizadas en negro o 3 opciones de color (azul, morado y rojo)
Colores de primavera	Negro carbón	Negro carbón (estándar) o 3 opciones de color (rojo carmesí, azul océano)	Negro carbón (estándar) o 3 opciones de color (rojo carmesí, azul océano)
Reducción de la vibración (Medido según la norma ISO-2631-1:1997 y comparado con una rueda Spinergy con radios de kevlar)	(Excelente) 106%	(Excelente) 106%	(Excelente) 106%
Sistemas de fijación del aro impulsor	6 accesorios Rivnut Desplazamiento de 11 mm o 19 mm desde la rueda	6 accesorios Rivnut Desplazamiento de 11 mm o 19 mm desde la rueda	6 accesorios de lengüeta Desplazamiento de 15 mm de la rueda
Carga máxima	120Kg	120Kg	120Kg