

La herramienta de movilidad definitiva

Los **handbikes Batec**, son una solución total a tus problemas de movilidad:

- ✓ Pasa de tener una movilidad reducida a **movilidad aumentada**, de necesitar ayuda a ser **independiente** y **proactivo**.
- ✓ Consigue un **2 en 1**, sin renunciar a tu silla de ruedas manual.
- ✓ **Supera los obstáculos y circula por terrenos irregulares.**

- ✓ Acopla nuestros handbikes **en segundos** y **sin necesidad de transferencias**.
- ✓ Versiones **parapléjico, tetrapléjico** y **hemipléjico** disponibles.



¡Solicita un presupuesto o una demostración sin compromiso!



BATEC MOBILITY S.L.
Illa de Buda, 2
08192 Sant Quirze del Vallès
(Barcelona) - ESPAÑA
93 544 2003
info@batec-mobility.com



Batec AIR, *el pequeño Batec*

Batec Air,

*pequeño, potente
y listo para llevar*

Con solo 11 kg y un diseño compacto que se pliega en segundos, el **Batec Air** es tan práctico y ligero que lo llevarás a todas partes. Cabe en su **práctica bolsa** y mantiene la robustez, ergonomía y versatilidad que esperas de Batec.

Ligero, ágil y siempre a punto.



1. Pantalla **color TFT**, luces LED y botones.
2. Luz frontal de **30 Lux**.
3. Caballete protector con ruedas y **doble luz trasera** de seguridad.



CARACTERÍSTICAS:



DIÁMETRO:
10" con llanta
de aluminio



VELOCIDAD:
6 Km/h
10 km/h
15 km/h



PESO:
11 kg (sin batería)



PANTALLA:
Color TFT



BATERÍA:
216Wh




AUTONOMÍA*:
23 km a 6 km/h
20 km a 10 km/h
16 km a 15 km/h



FRENOS:
• 2 pinzas de frenos
de disco mecánicos
• Manetas de freno
de estacionamiento
• Sensor de corte
de señal

*Autonomías calculadas con: usuario de 75 kg
de peso, silla ultraligera, terreno llano, sin viento

MEDIDAS:



Desplegado

Plegado optimizado