



C/ Illa de buda, 2
08192 Sant Quirze del Vallès [Barcelona - Spain]
T +34 935442003 F +34 902876503
www.batec-mobility.com info@batec-mobility.com

VERSION
FECHA APLICACIÓN

DC-018-43.0
01/07/2026

TABLA DE COMPATIBILIDAD BATEC BLOC 2026 - BATEC BLOC COMPATIBILITY CHART 2026

1. MODELOS DE SILLAS DE RUEDAS COMPATIBLES CON BATEC BLOC / WHEELCHAIR MODELS COMPATIBLE WITH BATEC BLOC

MARCA / BRAND	CÓDIGO DE LA MARCA / BRAND CODE	BATEC BLOC REF.	DIÁMETRO DE LA BARRA BAJO EL ASIENTO / UNDER SEAT TUBE	ADAPTADOR / ADAPTER	REF. ADAPTADOR / ADAPTER REF.	PAR DE APRIETE / TORQUE	COMENTARIOS / COMMENTS
TILITE	CMD 005	80.04.01	Ø25,4 mm	SPC-Ø25,4	80.04.02	18 Nm	PREVIA CONSULTA CON BATEC MOBILITY / PRIOR CONSULTATION WITH BATEC MOBILITY
KI	E0064	80.04.01	Ø28,4 mm	SPC-Ø28,6	80.04.04	18 Nm	PREVIA CONSULTA CON BATEC MOBILITY / PRIOR CONSULTATION WITH BATEC MOBILITY
LOOTHIER	LO-OP-BBP	80.04.01	Ø31,8 mm	-	-	18 Nm	PREVIA CONSULTA CON BATEC MOBILITY / PRIOR CONSULTATION WITH BATEC MOBILITY
TNS	BAT11	80.04.01	Ø25mm	SPC-Ø25	80.04.03	18 Nm	PREVIA CONSULTA CON BATEC MOBILITY / PRIOR CONSULTATION WITH BATEC MOBILITY
RGK	XA226	80.04.01	Ø25,4 mm	SPC-Ø25,4	80.04.02	18 Nm	PREVIA CONSULTA CON BATEC MOBILITY / PRIOR CONSULTATION WITH BATEC MOBILITY
OFF CARR	Pending code	80.04.01	Ø31,8 mm	-	-	18 Nm	PREVIA CONSULTA CON BATEC MOBILITY / PRIOR CONSULTATION WITH BATEC MOBILITY
ARIA	Pending code	80.04.01	Ø25 mm	SPC-Ø25	80.04.03	18 Nm	PREVIA CONSULTA CON BATEC MOBILITY / PRIOR CONSULTATION WITH BATEC MOBILITY
KUSCHALL	Pending code	80.04.01	Ø25 mm	SPC-Ø25	80.04.03	18 Nm	PREVIA CONSULTA CON BATEC MOBILITY / PRIOR CONSULTATION WITH BATEC MOBILITY